

INOCLAIR 2™ POUDRE

CLARIFICATION - COLLAGE DES MOÛTS

Complexe à base de bentonites et d'alginate

APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES

INOCLAIR 2™ POUDRE permet de réduire le temps de remuage sur pupitres comme sur les appareils automatiques. Il peut être utilisé aussi bien avec des levures agglomérantes ou non.

Nous avons sélectionné des bentonites à faible pouvoir déprotéinisant.

L'alginate de basse viscosité a été choisi pour assurer la cohésion du mélange bentonites-levures.

INOCLAIR 2™ POUDRE, dès son incorporation dans le vin enrobe parfaitement les levures, qui seront ainsi isolées des parois de la bouteille lors de la période de stockage sur lattes.

INOCLAIR 2™ POUDRE assure la formation d'un dépôt non adhérent et parfaitement glissant.

MISE EN ŒUVRE

• Au tirage :

Utiliser 100 grammes d'**INOCLAIR 2™ POUDRE** pour la préparation de 10 litres de solution.

Saupoudrer les 100 g de poudre dans 10 litres d'eau du robinet en agitant **énergiquement** pendant 1 heure.

la mise en suspension du produit doit s'accompagner d'une agitation très efficace (emploi d'un mixer nécessaire) pour éviter la formation de grumeaux. Laisser reposer 6 à 12 heures puis agiter à nouveau avant l'utilisation.

L'incorporation doit être régulière et progressive de façon à obtenir un mélange immédiat

L'emploi d'un raccord de collage est vivement conseillé pour l'incorporation du produit au vin.

Une agitation permanente pendant toute la durée de la mise en bouteilles est nécessaire.

Ne jamais ajouter **INOCLAIR 2™ POUDRE** directement dans la cuve.

• Au remuage :

Il est déconseillé d'agiter les bouteilles avant pointage ou mise en remuage automatique. La remise en suspension donnerait lieu à la formation de "légers" difficiles à faire glisser dans le col de la bouteille.

DOSE D'EMPLOI

• 3 à 4 g/hL soit 30 à 40 cL de solution préparée d'**INOCLAIR 2™ POUDRE** par hL de vin.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

• 100 g, 500 g, 1 kg

A conserver dans un local sec, bien ventilé, exempt d'odeurs, à température comprise entre 5 et 25 °C.

Une fois ouvert le produit doit être utilisé rapidement.

Ne pas conserver une solution d'**INOCLAIR 2™ POUDRE** plus de 24 heures