

INODOSE™ 2

PRODUITS SULFUREUX

Doses légales maximales suivant l'annexe 1B du règlement CE 606/2009.

➤ APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES

INODOSE™ 2 est un comprimé préparé à base de métabisulfite de potassium. Il libère une dose précise de 2 g de SO₂ dans les moûts, les vins ou les liqueurs.

INODOSE™ 2 facilite l'opération du sulfitage. Il permet une libération progressive de la dose recherchée en SO₂.

➤ MISE EN ŒUVRE

INODOSE™ 2 s'utilise lors du sulfitage ou du réajustement de la dose de SO₂ de petits volumes de vin.

Pour le sulfitage et le réajustement de volumes plus importants, **INODOSE™ 5** libérant 5 g de SO₂ est plus adapté.

Un brassage reste nécessaire pour des cuves de hauteur supérieure à 2 mètres.

La présentation de l'**INODOSE™ 2**, le rend particulièrement bien adapté au réajustement des vins élevés en fûts.

➤ DOSE D'EMPLOI

Un comprimé **INODOSE™ 2** libère 2 g de SO₂.

Lors du sulfitage il est nécessaire d'adapter le nombre de comprimés à la dose de SO₂ recherchée et au volume de vin à traiter.

Exemple de réajustement

- Volume de vin à resulfiter : 2 hL
- Dose de réajustement préconisée : 2 g/hL
- Nombre de comprimés **INODOSE 2** : 2 comprimés.

➤ CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

INODOSE™ 2 est conditionné sous étui blister contenant 48 comprimés.

INODOSE™ 2 se conserve dans son étui blister, dans un local sec, bien ventilé, exempt d'odeurs, à température comprise entre 5 et 25 °C

Une fois ouvert le produit doit être utilisé immédiatement.