

INODOSE™ 5

PRODUITS SULFUREUX

Doses légales maximales suivant l'annexe 1B du règlement CE 606/2009

➤ APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES

INODOSE™ 5 est un comprimé préparé à base de métabisulfite de potassium. Il libère une dose précise de 5 g de SO₂ dans les moûts, les vins ou les liqueurs.

INODOSE™ 5 facilite l'opération du sulfitage. Il permet une libération progressive de la dose recherchée en SO₂.

➤ MISE EN OEUVRE

INODOSE™ 5 s'utilise lors du sulfitage ou du réajustement de la dose de SO₂ de petits volumes de vin.

Un brassage reste nécessaire pour des cuves de hauteur supérieure à 2 mètres.

La présentation de l'**INODOSE™ 5**, le rend particulièrement bien adapté au réajustement des vins élevés en fûts.

➤ DOSE D'EMPLOI

Un comprimé **INODOSE™ 5** libère 5 g de SO₂.

Lors du sulfitage il est nécessaire d'adapter le nombre de comprimés à la dose de SO₂ recherchée et au volume de vin à traiter.

Exemple de réajustement :

- Volume de vin à resulfiter : 10 hL
- Dose de réajustement préconisée : 1 g/hL
- Nombre de comprimés **INODOSE™ 5** : 2 comprimés.

➤ CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

INODOSE™ 5 est conditionné sous étui blister contenant 42 comprimés.

INODOSE™ 5 se conserve dans son étui blister dans un local sec, bien ventilé, exempt d'odeurs, à température comprise entre 5 et 25 °C.

Une fois ouvert le produit doit être utilisé immédiatement.