

INOCLAIR 2 POUDRE

ВИНИФИКАЦИЯ - СТАБИЛИЗАЦИЯ

Комплексный препарат на основе бентонитов и альгината

▶ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

Применение препарата **ИНОКЛЕР 2 порошковый** позволяет сократить время проведения ремюажа на станках-пюпитрах или на специальных механизмах-автоматах. Его можно использовать как с обычными дрожжами, так и с дрожжами - агломерантами.

В составе препарата - бентониты с низкой способностью к депротенинизации [адсорбции белков].

Альгинат с низкой вязкостью был отобран, чтобы обеспечить «слипание» смеси бентонит - дрожжи.

При введении в вино **ИНОКЛЕР 2 порошковый** полностью покрывает дрожжи. Таким образом, они изолируются от стенок бутылки в период послетиражной выдержки.

ИНОКЛЕР 2 порошковый даёт возможность сформировать осадок с несцепленным [неприклеивающимся] покрытием, который достаточно хорошо соскальзывает на горлышко бутылки.

▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

• При проведении тиража:

Использовать 100 г препарата **ИНОКЛЕР 2 порошковый** для приготовления 10 л раствора.

Всыпать, распыляя, 100 г порошка в 10 л водопроводной воды, **энергично** перемешивая в течение 1 часа.

Приведение препарата во взвешенное состояние должно сопровождаться эффективным перемешиванием [требуется применение миксера / блендера], чтобы избежать образования комков.

Оставить отдыхать в течение 6 - 12 часов, затем вновь перемешать перед использованием.

Вводить суспензию постепенно и равномерно таким образом, чтобы добиться немедленного смешивания. Настоятельно рекомендуется использовать специальное устройство [raccord de collage] для введения вспомогательного средства в вино.

Необходимо постоянное перемешивание во время всего процесса розлива в бутылки.

Не добавлять **ИНОКЛЕР 2 порошковый** непосредственно в ёмкость [без предварительной подготовки].

• При проведении ремюажа:

Не рекомендуется встряхивать бутылки перед их установкой в положение горлышком вниз или перед помещением в автоматические аппараты для ремюажа. Взмучивание осадка приведёт к образованию лёгких взвесей, которые трудно будет свести на горлышко бутылки.

▶ ДОЗИРОВКА

• 6 - 8 сл/гл [60 - 80 мл/гл] рабочего раствора, приготовленного согласно описанным выше рекомендациям

▶ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

• 100 г, 500 г, 1 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C.

После вскрытия упаковки использовать продукт в течение короткого периода времени.

Не хранить приготовленный рабочий раствор препарата ИНОКЛЕР 2 порошковый более 24 часов.