

# SOLUTION TC

## ТАНИНЫ

Комплексный препарат на основе гидролизуемого танина (экстракт древесины каштана) и силикагеля (диоксид кремния)

### ↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ

**SOLUTION TC / РАСТВОР СТ** состоит из гидролизуемого танина (экстракт из древесины каштана) и силикагеля (диоксид кремния), который поддерживает танин во взвешенном состоянии и способствует таким образом осветлению.

**РАСТВОР СТ** используется в качестве вспомогательного средства для оклейки в сочетании с рыбьим клеем (CRISTALLINE) или другими белковыми оклеивающими материалами (желатин свиной или рыбный).

**РАСТВОР СТ** готовится на основе экстракта древесины каштана путём его растворения в воде.

Танин в составе препарата **РАСТВОР СТ** реагирует с оклеивающим веществом и образует осадок.

В процессе седиментации взвеси увлекают мутящие вино частицы, что повышает уровень осветлённости и позитивно влияет на фенольную структуру (частично удаляются полифенолы, придающие грубость во вкусе).

### ↓ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вводить **РАСТВОР СТ** непосредственно в ёмкость для обработки в ходе перекачивания в режиме «снизу-вверх» (фр. - «remontage») или с помощью специального приспособления для задачи оклеивающих материалов (фр. - «raccord de collage»).

### ↓ ДОЗЫ

Дозы определяются на основе пробных обработок в лабораторных условиях перед проведением операции оклейки.

Дозы ориентировочно:

- 4 - 6 сл/гл (4 - 6 мл/дал) в сочетании с оклеивающими материалами.

Снятие с клеевого осадка производится после полного завершения седиментации.

### ↓ РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- 1 л, 5 л и 10 л

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов, при температуре от 5 до 25 °C.

После вскрытия заводской упаковки использовать в течение короткого периода времени.

Не использовать препарат в открытой таре на следующий год.